



# Rebel



## COLORI REBEL | REBEL COLOURS



BLU METAL/BIANCO 1  
METAL BLUE/WHITE 1



NERO/VERDE 2  
BLACK/GREEN 2



ROSA/VIOLA 3 ◦  
PINK/PURPLE 3 ◦



BIANCO/BLU 4  
WHITE/BLUE 4



VERDE/VERDE PASTELLO 5  
GREEN/PASTEL GREEN 5



ECOREBEL NERO/NERO 6  
ECOREBEL BLACK/BLACK 6

◦ Fino al 42-43  
Up to 42-43

## ACCESSORI | ACCESSORIES

### PLANTARE COMFORT IN DOTAZIONE

Plantare estraibile anatomico completamente antistatico. Studiato per ridurre l'affaticamento plantare e muscolare, con supporto nell'arco plantare per mantenere il piede nella corretta posizione. Inserto su tallone Cushion Energy con effetto ammortizzante; tessuto e schiuma aiutano a mantenere il piede fresco e asciutto. Lavabile a mano con detergenti neutri. Poliuretano / Tessuto: Poliestere  
Latex-free



### COMFORT INSOLE

Removable anatomical insole, entirely antistatic. Designed to reduce plantar and muscular fatigue; the arch support helps maintain the correct foot position. Cushion Energy insert in heel region for cushion effect; fabric and thermal comfort foam help maintain dry and cool foot. Hand-washable with neutral detergents. Polyurethane / Fabric: Polyester  
Latex-free

### PLANTARE AUTOCLAVABILE DISPONIBILE COME RICAMBIO

Plantare estraibile anatomico con tassello antistatico. Bugnetti massaggianti per favorire la microcircolazione, permeabile all'acqua, antishock. Autoclavabile fino a 134°C (lasciare all'interno dello zoccolo durante il ciclo in autoclave). Realizzato in S.E.B.S. (mescola di termo-tecno polimeri) privi di alogeni e latex-free.  
Latex-free



### AUTOCLAVABILE INSOLE

Removable anatomical insole, with antistatic plug. Massaging bumps to promote microcirculation; permeable and antishock. Autoclavabile up to 134°C / 273°F (insole must remain inside the clog during autoclave cycle). Made in S.E.B.S. (a blend of halogen-free thermo-tecno polymers).  
Latex-free

**IT IS POSSIBLE TO CHOOSE ONE OF TWO OPTIONS FOR EVERY ORDER OF REBEL.**

## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

REBEL è lo zoccolo professionale versatile e sicuro che unisce la comodità di uno zoccolo sanitario alla sicurezza di una calzatura chiusa. Realizzato interamente con una mescola di termo-tecno polimeri (S.E.B.S.) privi di alogeni e latex-free, presenta:

- Innovativo sistema di chiusura posteriore brevettato T-Close: cinturino regolabile ma non removibile
- Tallone rialzato H 3,5 cm per una corretta postura
- Plantare removibile (possibilità di scegliere tra plantare comfort e plantare autoclavabile)
- Fori laterali e posteriori di ventilazione
- Bicolore

REBEL is the professional footwear that combines the comfort of a medical clog with the safety of a closed shoe. Entirely made of a blend of thermo-tecno polymers (S.E.B.S.), it is halogen-free and latex-free. It features:

- Innovative patented back closure system T-Close: adjustable but not removable heel strap
- 3.5 cm raised heel for a better posture
- Removable insole (possibility to choose between a comfort insole and an autoclavable insole)
- Side and back ventilation holes
- Bicolour



## SCHEDA TECNICA | TECHNICAL DATASHEET

**ECO-REBEL** è realizzato con il 50% di materiale riciclato proveniente dagli scarti della nostra stessa produzione, mantenendo la stessa qualità senza compromessi. Certificato GRS (Global Recycled Standard), rispetta l'ambiente e riduce gli sprechi, senza rinunciare alla performance e al comfort che contraddistinguono la linea REBEL.

**ECO-REBEL** is made with 50% recycled material from our own production waste, maintaining uncompromised quality. GRS (Global Recycled Standard) certified, it respects the environment and reduces waste, without sacrificing the performance and comfort that distinguish REBEL collection.

### CARATTERISTICHE | FEATURES

-  **STERILIZZABILE:** autoclavabile fino a 134°C - se plantare Comfort, accertarsi di estrarlo prima del ciclo in autoclave  
**STERILIZABLE:** autoclavable up to 134°C/273°F - if Comfort insole, remove it before using autoclave
-  **LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C** - se plantare Comfort, accertarsi di estrarlo prima del lavaggio  
**MACHINE WASHABLE UP TO 90°C/194°F** - if Comfort insole, remove it before washing
-  **ANTISCIVOLO:** suola certificata SRC  
**SLIP-RESISTANT:** SRC certified sole
-  **ANTISTATICO:** favorisce la dissipazione dell'elettricità statica  
**ANTISTATIC:** promotes static electricity dissipation
-  **ASSORBIMENTO ENERGIA NEL TALLONE:** protezione tendini, ossa e articolazioni.  
**HEEL ENERGY ABSORPTION:** protection of tendons, bones, and joints.
-  **UNISEX**
-  **ECOFRIENDLY**
-  **NON TESTATO SUGLI ANIMALI**  
**CRUELTY-FREE**
-  **100% RICICLABILE**  
**100% RECYCLABLE**
-  **MADE IN ITALY**

### UTILIZZI | USE

REBEL è ideale per chi cerca la comodità di uno zoccolo senza rinunciare alla calzatura chiusa, chi passa molte ore in piedi, chi ha bisogno di una calzatura autoclavabile e sterilizzabile ad alte temperature.

REBEL is ideal for those who search for the comfort of a clog without giving up a closed shoe, who spend many hours on their feet, who need a shoe that is autoclavable and sterilizable at high temperatures.

-  **OSPEDALI, CASE DI CURA, AMBULATORI**  
**HOSPITALS, NURSING HOMES, CLINICS**
-  **HO.RE.CA (HOTEL, RESTAURANT, CAFES)**
-  **INDUSTRIA FARMACEUTICA, LABORATORI**  
**PHARMACEUTICAL INDUSTRY, LABORATORIES**
-  **BEAUTY AND SPA**
-  **IMPRESE DI PULIZIA**  
**CLEANING COMPANIES**

### CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS

-  **CERTIFICAZIONE CE IN CONFORMITÀ (UE) 2016/425**  
**CE REGULATION 2016/425**
-  **EN ISO 20347:2012 PER DPI (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) DI CATEGORIA II**  
**EN ISO 20347:2012 FOR PPE, (PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT) CATEGORY II**

A | E | OB | SRC

### SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

**A** Calzatura antistatica | Antistatic footwear  
**E** Assorbimento di energia nel tallone | Heel energy absorption  
**OB** Requisiti base | Base requisites  
**SRC** Resistenza allo scivolamento | Slip resistance  
**LATEX-FREE**  
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I NON STERILE: DM 2431858  
CLASS I NON-STERILE MEDICAL DEVICE: DM 2431858

### PULIZIA E CURA | CLEANING AND CARE

**Lavaggio:** lavare a mano o in lavatrice (si raccomanda di utilizzare appositi portazoccoli) fino a una temperatura massima di 90°C (assicurarsi di rimuovere il plantare Comfort prima del lavaggio). Sterilizzabile in autoclave fino a una temperatura massima di 134°C (assicurarsi di rimuovere il plantare Comfort prima del ciclo in autoclave).

**Asciugatura:** asciugare con un panno morbido o lasciare asciugare a temperatura ambiente, lontano da fonti dirette di calore e/o luce.

**Prima del primo utilizzo, lavare lo scafo (senza plantare Comfort) con acqua calda e detergente neutro.**

**Washing:** hand or machine wash (appropriate shoe laundry bag is recommended) at a maximum temperature of 90°C/194°F (make sure to remove the Comfort insole before washing). Sterilizable in autoclave at a maximum temperature of 134°C/273°F (make sure to remove the Comfort insole before using the autoclave).

**Drying:** dry with a soft cloth or let air dry at room temperature, away from direct heat/light sources.

**Before first use, wash the main clog structure (without Comfort insole) with warm water and neutral detergent or machine wash.**

